

# CUVES ET RÉSERVOIRS

Infos +

## Cuves

**Pour RG41:**

- T034.00 : Cartouche dessicante
- Z114.00C : Recharge silica gel



Réf.	Désignation	Capacité	Utilisation
RG41.030	Cuve inox hermétique	30L	Durcisseur
RG41.030E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	30L	
RG41.050E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	50L	
RG41.100E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	100L	
RG42.100	Cuve seule	100L	Base
RG42.050SACM	Cuve avec agitateur	50L	
RG42.100SACM	Cuve avec agitateur	100L	

Infos +

## Réservoirs sous pression



Réf.	Désignation	Capacité
IW14972400	Réservoir PET sous pression	10L
IW14972600	Réservoir sous pression	10L
IW14972630	Réservoir PET sous pression	30L
IW14972660	Réservoir PET sous pression	50L
COJ00001IP	Réservoir pour colles vinyliques	12Kg